

## SOROTECA


### 8.2. Cadastros

Neste módulo estão concentradas as rotinas de cadastramento dos dados essenciais para o correto funcionamento da Soroteca, cujo objetivo é configurar os itens necessários para a construção da mesma.

#### 8.2.6. Sistema

A seguir serão apresentadas as instruções para configuração dos caminhos das pastas para acesso aos relatórios da soroteca.

#### 1) Acessar o **Módulo Soroteca.**




The screenshot displays the main menu of the ESMERALDAVISUAL system. On the left, there is a vertical banner with the text "ESMERALDAVISUAL" and "W E B S E R V I C E". The main area contains a grid of icons representing different modules:

- 1. Agendamento (Calendar icon)
- 2. Recepção (Receptionist icon)
- 3. Laboratório (Microscope icon)
- 4. Imagem (X-ray icon)
- 5. Administrativo (Hand with calculator icon)
- 6. Financeiro (Hand with calculator icon)
- 7. Gerencial (Glasses icon)
- 8. Soroteca (Person in a lab coat icon, highlighted with a red circle and a mouse cursor)

At the bottom left, there is a status bar with the text "Alterar" and "Unidade: Unidade TCM 1" and "Unidade Física: Unidade Fisica TCM 1". At the bottom right, there are several icons: a power button, a person icon, a telephone icon, and a globe icon. The footer also includes the text "interfaceamento visual" and "W E B S E R V I C E".

2) Clicar em **Cadastros**.



**3) Clicar em Sistema.**

The screenshot shows the ESMERALDA VISUAL Sorroteca web interface. The top navigation bar includes 'Início', 'Amostras', 'Cadastrros', 'Consulta', and 'Relatórios'. The 'Cadastrros' menu is active. On the left sidebar, the 'Sistema' option is circled in red with a mouse cursor pointing to it. The main content area is titled 'Cadastrros' and contains a text box with the following text:

Neste módulo estão concentradas as rotinas de cadastramento dos dados essenciais para o correto funcionamento da Sorroteca.

**4) Clicar em Configurar.**

The screenshot displays the user interface of the Soroteca system. At the top left, there is a logo for 'ESMERALDAVISUAL WEB SERVICE' and the text 'Sorroteca'. To the right, there is a logo for 'interfaceamentovisual WEB SERVICE' and the text 'Ajuda'. Below these, a navigation bar contains the following menu items: 'Início | Amostras | **Cadastros** | Consulta | Relatórios |'. On the right side of this bar, it says 'Usuário: jaqueline'. The main content area is titled 'Cadastros' and features a text box that reads: 'Neste módulo estão concentradas as rotinas de cadastramento dos dados essenciais para o correto funcionamento da Sorroteca.' On the left side, there is a vertical sidebar with the following menu items: 'Geladeira', 'Estante', 'Material', 'Backup', 'Manutenção', 'Sistema', and 'Configurar'. The 'Configurar' option is circled in red, and a mouse cursor is pointing at it.

5) Ao clicar em Configurar, abrirá uma tela para configuração dos caminhos das pastas para acesso aos relatórios da soroteca. Observar instruções a seguir.

Soroteca

ESMERALDA VISUAL  
W E B S E R V I C E

Ajuda  
interfaceamento visual  
W E B S E R V I C E

Início | Amostras | Cadastros | Consulta | Relatórios | Usuário: jaqueline

Geladeira

Estante

Material

Backup

Manutenção

Sistema

Configurar

Soroteca - Sistema

Raiz da Aplicação Web: 1 http://www.tcmnet.com.br/ev

Caminho de rede da pasta Relatórios: 2 c:\Inetpub\wwwroot\ev\_doc\meu\_lab\Relatorios

Raiz da pasta Relatórios: 3 http://www.tcmnet.com.br/ev\_doc/meu\_lab/relatorios

4 Cancelar Retornar Avançar 5 Gravar

**1) Raiz da Aplicação Web:** Informar o caminho raiz da aplicação web para acesso aos relatórios da soroteca.

**2) Caminho de rede da pasta Relatórios:** Informar o caminho de rede da pasta onde estão os arquivos dos relatórios da soroteca.

**3) Raiz da pasta Relatórios:** Informar o caminho raiz da pasta onde constam os arquivos dos relatórios da soroteca.

**4) Cancelar:** Clicar em cancelar para finalizar o procedimento sem efetivar configuração.

**5) Gravar:** Clicar em gravar para finalizar a configuração do caminho de acordo com o que foi preenchido.

**Observações:** Estes caminhos não devem ser alterados, pois qualquer alteração pode gerar problemas

sérios no funcionamento do Esmeralda Visual. Estes caminhos devem ser configurados e

alterados somente pela equipe técnica de consultores do Esmeralda Visual.