

A TCM Informática sabe a jóia que é o sistema do seu Laboratório e quer protegê-lo como tal.



Assim como uma pérola, o **Esmeralda Connect** também é uma raridade. Sua concepção também levou tempo e exigiu muitos recursos da TCM Informática até chegar ao que hoje o **Esmeralda Connect** é: uma jóia singular.

Toda jóia é preciosa, e nada mais natural que proteger o seu investimento. Por isso, a TCM Informática está encaminhando a você este pequeno dispositivo, chamado HASP (Hardware Against Software Piracy). Esse dispositivo funciona como uma chave, ou seja, o **Esmeralda Connect** só funcionará caso o mesmo seja detectado. Esta é uma forma de proteger o seu patrimônio, pois evita que cópias ilegais do seu sistema sejam feitas.

#### INSTRUÇÕES

1. Acesse o endereço para instalar o drive do seu HASP  
[www.tcmnet.com.br/instalar/hasp/drive](http://www.tcmnet.com.br/instalar/hasp/drive)
2. Execute o arquivo de instalação
3. Conecte o HASP em uma porta USB do seu computador

Em poucos segundos, o HASP irá acender. Pronto, seu **Esmeralda Connect** está protegido. Fique tranquilo.

Se houver alguma dificuldade, entre em contato com a TCM Informática, através do telefone **48 3334.8877** ou e-mail [suporte@tcmnet.com.br](mailto:suporte@tcmnet.com.br).



[WWW.TCMNET.COM.BR](http://WWW.TCMNET.COM.BR)

Rua Senador Ivo D'Aquino, 121  
Lagoa da Conceição  
88062-050 Florianópolis - SC  
tel 48 3334.8877

**ESMERALDA**CONNECT  
Sistema Inteligente para Laboratórios Clínicos

